

アラジン・ガストーチ ALADDIN TORCH


- 在宅診療に最適。
- 倒れない!!割れる危険性がない。
- 煤が出ないのでストーピングやインスルメントを汚しません。
- バーナーの穴にWAX等が詰まっても洗浄できます。



カセットコンロの
ボンベで
注入できます。



アラジン・トーチ



清掃するには、
バーナー部の
空気孔に棒を
差し込み右方向に
回すと外れます。

価格
¥7,800



輸入元/ **内外歯材株式会社**

大阪本社 大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
電話06(6771)5553(代) FAX06(6779)7518
名古屋営業所 電話052(741)7011 FAX052(741)7014

●ご用命は