

天然歯、歯肉の生命感あふれるリアリティーを再現。



ウールホイール専用
ルージュ

レジンプロ

〈100ml入り〉

医療機器届出番号 27B3X00094B09008



研磨対象物

- アクリルレジン
- スルフォンレジン
- ハイブリットセラミック
- 硬質レジン
- コンポジットレジン
- ポーセレン

補綴物の形態をくずさない！
ルージュに含まれる切削力を抑え、こだわりの
最終艶出し材が完成しました。

べとつかず低刺激で肌に優しい！

■ 研磨方法

通常の仕上げ研磨をした後、レジンプロを研磨対象物に
一層薄く塗布し、ウールホイールで押さえつけず掃き落とす
ように研磨してください。

WOOL WHEEL

最終の
艶出し法



〈実物大〉

ウールホイール

歯冠用硬質レジン、ハイブリット
セラミック、CRポーセレン等による天然歯エナメル質の審美的
クリスタル鏡面の作成に。
義歯床の歯頸部、乳頭部の
天然歯肉の濡れ面の作成に。

【包装：12本入】

医療機器届出番号 27B3X00094B09001



〈実物大〉



医療機器届出番号 27B3X00094B09001



●ご用命は



輸入元/

内外歯材株式会社

大阪本社 大阪市天王寺区逢坂2丁目3番10号
電話06(6771)5553(代) FAX06(6779)7518
名古屋営業所 電話052(741)7011 FAX052(741)7014
ホームページ <http://www.naigaisai.co.jp/>