


経済的な
ラボ用シリコン

使い易い硬さ
シュア硬度85



プロテシル ラボ

シリコンコア等にご使用される際、圧接時にほとんど変形しません。



パニーニ社(イタリア)

■カラー：あずき色

ベース〈2Kg〉

キャタリスト〈40g〉

●セット：ベース+キャタリスト 2本

*キャタリストはベースに対して2本必要です。

●ご用命は



輸入元/

内外歯材株式会社

大阪本社 大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
電話06(6771)5553(代) FAX06(6779)7518

名古屋営業所 電話052(741)7011 FAX052(741)7014

ホームページ <http://www.naigaisizai.co.jp/>